

Armadio di suretagere 1 porta invetriata

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Chiusura a chiave
- Glass doors for an immediate view of the products



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	ASV	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2025 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 10/10	Ventilazione	entrate dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettoni di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettoni di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettoni ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio semplice (Réf : EE1)
- Su tragheto in PVC (Réf : SBPVC)
- Su mensola PVC (Réf : SEPVC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
ASV	1825 x 560 x 545	1800 x 550 x 475	150	1	3	0	55.00