

Modulo di stoccaggio 1 cassetto

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Chiusura a chiave



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	A1T	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2025 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 10/10	Ventilazione	entrata dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per Modulo di stoccaggio (Réf : ES1T)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
A1T	1825 x 560 x 545	1800 x 550 x 475	120		4	50	80.00