

AL157

Armadio alta 1 porta

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Affordable equipment to store your phytosanitary products
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Several levels of storage with retention
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely
- Doors with key locking system



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AL157	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2000 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 8/10	Ventilazione	orifizio di ventilazione alto e bassi, laterale
Colore porte	grigio RAL 7035	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Grigliati (Réf : CAL155)
- Traghetto di ritenzione per armadio 1 porta (Réf : ESAL155)
- Traghetto di ritenzione in PVC per armadio 1 porta (Réf : SEAL155)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AL157	1800 x 500 x 420	1730 x 480 x 390	130	1	3	30	41.00