

Armadio alta 2 portas

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Affordable equipment to store your phytosanitary products
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- Several levels of storage with retention
- Doors with key locking system
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Conformità	AL307 Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361 acciaio 8/10	Chiusura porta Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	chiusura manuale 2000 x 1200 x 800
Materiale		Ventilazione	orifizio di ventilazione alto e bassi, laterale
Colore porte	grigio RAL 7035	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Perforated cover plate for 2-door cabinet (Réf : CAL305)
- Traghetto di ritenzione per armadio 2 porte (Réf : ESAL305)
- Traghetto di ritenzione in PVC per armadio 2 porte (Réf : SEAL305)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AL307	1800 x 920 x 420	1730 x 900 x 390	240	1	3	60	60.00