

## Armadio bassa 1 porta

### CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

### ADVANTAGES

- Affordable equipment to store your phytosanitary products
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Several levels of storage with retention
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely
- Doors with key locking system



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>AL57</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>1200 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 8/10</b>	Ventilazione	<b>orificio di ventilazione alto e bassi, laterale</b>
Colore porte	<b>grigio RAL 7035</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>1</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Grigliati (Réf : CAL155)
- Traghetto di ritenzione per armadio 1 porta (Réf : ESAL155)
- Traghetto di ritenzione in PVC per armadio 1 porta (Réf : SEAL155)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AL57	1000 x 500 x 420	930 x 480 x 390	70	1	1	30	26.00