

## Armadio bassa 2 portas

### CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

### ADVANTAGES

- Affordable equipment to store your phytosanitary products
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Several levels of storage with retention
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely
- Doors with key locking system



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Conformità	<b>AL117</b> <b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361</b> <b>acciaio 8/10</b>	Chiusura porta Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>chiusura manuale</b> <b>1200 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>grigio RAL 7035</b>	Ventilazione	<b>orifizio di ventilazione alto e bassi, laterale</b>
Colore porte	<b>2</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>porte battenti</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere		Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Perforated cover plate for 2-door cabinet (Réf : CAL305)
- Traghetto di ritenzione per armadio 2 porte (Réf : ESAL305)
- Traghetto di ritenzione in PVC per armadio 2 porte (Réf : SEAL305)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AL117	1000 x 920 x 420	930 x 900 x 390	135	1	1	60	40.00