



Armadio alta 1 porta 4 cassetti

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Locking system for the other drawers in the retracted position when one drawer is already pull-out
- Conformata al Codice di Sanità Pubblica articoli R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Containment sumps on sliding rails
- Può essere utilizzato in una configurazione a parete
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	ALT155	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 8/10	Ventilazione	orificio di ventilazione alto e bassi sulle porte
Colore porte	grigio RAL 7035	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Codice HS	94032080
Cerniere	cerniere a destra		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)

OPTIONS

- Tragetto di ritenzione per armadio 1 porta (Réf : ESALT155)
- Tragetto di ritenzione in PVC per armadio 1 porta (Réf : SEALT155)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
ALT155	1950 x 500 x 500	1718 x 379 x 430	150		0	30	72.00