



Armadio banco di sicurezza per prodotti pericolosi - 2 portas

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your chemicals safely
- Affordable equipment to store your chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AL115	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1200 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 8/10	Ventilazione	orifizio di ventilazione alto e bassi, laterale
Colore porte	grigio RAL 7035	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Perforated cover plate for 2-door cabinet (Réf : CAL305)
- Tragetto di ritenzione per armadio 2 porte (Réf : ESAL305)
- Tragetto di ritenzione in PVC per armadio 2 porte (Réf : SEAL305)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AL115	1000 x 920 x 420	930 x 900 x 390	135	1	1	60	40.00