



# Armadio di sicurezza bicolore porta baune - 155L

## CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

## ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Allows the storage of your chemicals safely
- Affordable equipment to store your chemicals
- Top of the cabinet covered with a rubber carpet



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>AZ110</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>1200 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio</b>	Ventilazione	<b>orifizio di ventilazione alto e bassi sulle porte</b>
Colore porte	<b>giallo RAL 1023</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Opzione taglio copertura per raccordo (Réf : AZVENT)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Carabottino per armadio AZ110 ed AZ300 (Réf : CE300)
- Mensola/bac per armadio AZ110 ed AZ300 (Réf : ESE300)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AZ110	1000 x 930 x 500	890 x 925 x 453	155	1	1	80	43.00