



# Armadio di sicurezza bicolor porta rosso - 155L

## CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

## ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Allows the storage of your chemicals safely
- Affordable equipment to store your chemicals
- Top of the cabinet covered with a rubber carpet



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>AZ110R</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>1200 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio</b>	Ventilazione	<b>orificio di ventilazione alto e bassi sulle porte</b>
Colore porte	<b>rosso RAL 3000</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>		

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Opzione taglio copertura per raccordo (Réf : AZVENT)
- Cassettoni di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettoni ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Carabottino per armadio AZ110 ed AZ300 (Réf : CE300)
- Mensola/bac per armadio AZ110 et AZ300 (Réf : ESE300)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AZ110R	1000 x 930 x 500	890 x 925 x 453	155	1	1	80	43.00