



Armadio di sicurezza bicolore porta rosso - 80L

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Allows the storage of your chemicals safely
- Affordable equipment to store your chemicals
- Top of the cabinet covered with a rubber carpet



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AZ50R	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1200 x 1200 x 800
Materiale	acciaio	Ventilazione	orifizio di ventilazione alto e bassi sulle porte
Colore porte	rosso RAL 3000	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	1	Vaschetta di contenimento	1
Tipo porte	porte battenti	Codice HS	94032080
Cerniere	cerniere a destra		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Opzione taglio copertura per raccordo (Réf : AZVENT)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Carabottino per armadio AZ ed AZ150 (Réf : CE150)
- Mensola/bac per armadio AZ50 ed AZ150 (Réf : ESE150)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AZ50R	1000 x 500 x 500	890 x 498 x 453	80	1	1	80	26.00