

## Cassa di ordine per ventilatore m100-4

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello  
Dimensioni di spedizione HxWxD  
(mm)

**BCDE**  
**200 x 150 x 150**

Codice HS

**84145100**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
BCDE			0		0	0	0.50