

Cassa di ordine per ventilatore m100-4

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)

BCDE
200 x 150 x 150

Codice HS

84145100

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
BCDE			0		0	0	0.50