

## Cassa di ordine per ventilatore m100-4

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello **BCDE** Codice HS **84145100**  
 Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) **200 x 150 x 150**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
BCDE			0		0	0	0.50