

MF4SV



Armadio ha reattivo e prodotti tossici senza ventilatore - 250 L

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of toxics and irritating products

MA ANCHE...

- Gran capacità di stoccaggio
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- 3-point locking system



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	MF4SV	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2175 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 10/10	Ventilazione	orificio di ventilazione sul tetto
Colore porte	bianco RAL 9010	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	2	Vaschetta di contenimento	1
Tipo porte	porte battenti	Codice HS	94032080
Cerniere	cerniere a destra e sinistra		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare (Réf : ESMF4)
- Bagagliaio ha veleno (Réf : MF1)
- Bagagliaio ha veleno (Réf : MF2)
- Suretagere in polypropylene (Réf : SPMF4)
- Cassetto scorrevole (Réf : TCMF4)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
MF4SV	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	1	3	50	100.00