



# Armadio ha reattivo e prodotti tossici senza ventilatore - 250 L

## CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

## ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforme alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of toxics and irritating products

### MA ANCHE...

- Gran capacità di stoccaggio
- Conforme alle raccomandazioni dell INRS
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforme alle raccomandazioni dell INRS
- 3-point locking system



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>MF4SV</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2175 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 10/10</b>	Ventilazione	<b>orificio di ventilazione sul tetto</b>
Colore porte	<b>bianco RAL 9010</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>		

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf: )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf: CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf: KRC)

## OPTIONS

- Mensola supplementare (Réf: ESMF4)
- Bagagliaio ha veleno (Réf: MF1)
- Bagagliaio ha veleno (Réf: MF2)
- Suretagere in polypropylene (Réf: SPMF4)
- Cassetto scorrevole (Réf: TCMF4)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
MF4SV	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	1	3	50	100.00