



Armadi per prodotti fitosanitari - 150 L

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of toxics and polluting products

MA ANCHE...

- 4 containment sumps with retention
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely
- Doors with key locking system



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AC150	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 8/10	Ventilazione	orificio di ventilazione alto e bassi
Colore porte	verde RAL 6011	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Opzione taglio copertura per raccordo (Réf : AZVENT)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Carabottino per armadio AZ ed AZ150 (Réf : CE150)
- Mensola/bac per armadio AZ50 ed AZ150 (Réf : ESE150)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AC150	1950 x 500 x 500	1840 x 498 x 453	150	1	3	80	55.00