



Armadi per prodotti fitosanitari - 300 L

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of toxics and polluting products

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Compliant to the article 4 of the decree n°87-361 of 27 mai 1987
- 4 containment sumps with retention
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AC300	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361	Ventilazione	orifizio di ventilazione alto e bassi sulle porte
Materiale	acciaio 8/10 e portas in acciaio 7/10	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	verde RAL 6011	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	2	Ripiani in PVC	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080
Chiusura porta	chiusura manuale		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Opzione taglio copertura per raccordo (Réf : AZVENT)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Carabottino per armadio AZ110 ed AZ300 (Réf : CE300)
- Mensola/bac per armadio AZ110 et AZ300 (Réf : ESE300)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AC300	1950 x 930 x 500	1840 x 928 x 453	300	1	3	80	90.00