

CE157




Carabottino per armadio AZ ed AZ150 (copie)

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Conformità

CE157
Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code
de la santé publique

Codice HS

94032080

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
CE157	50 x 483 x 438		0		0	0	5.00