

Armadio di laboratorio anticorrosione - 30 L

CONFORMITÀ

Préconisations INRS

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- PP containment sumps on sliding rails
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Built in melamine with a great resistance to corrosive vapors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Especially designed to store acids and bases



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	APC32+	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Préconisations INRS	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	870 x 600 x 800
Materiale	melamina	Ventilazione	orifizio di ventilazione alto e bassi
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Codice HS	94036000
Cerniere	cerniere a destra		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E8A2)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
APC32+	630 x 635 x 578		40		0	20	30.00