

G03



ISO  
1182




## Mensola supplementare per armadio profondità 300 mm

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		G03		Codice HS		94032080	
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G03	25 x 954 x 240		0		0	75	3.00