

G03



ISO
1182




Mensola supplementare per armadio profondità 300 mm

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		G03		Codice HS		94032080	
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G03	25 x 954 x 240		0		0	75	3.00