

G03



ISO  
1182




## Mensola supplementare per armadio profondità 300 mm

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

**G03**

Codice HS

**94032080**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G03	25 x 954 x 240		0		0	75	3.00