

G03



ISO
1182




Mensola supplementare per armadio profondità 300 mm

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

G03

Codice HS

94032080

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G03	25 x 954 x 240		0		0	75	3.00