

G04



ISO
1182



Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	G04			Codice HS	94032080		
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G04	25 x 954 x 400		0		0	75	4.00