

G04



ISO  
1182



## Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	G04			Codice HS	94032080		
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G04	25 x 954 x 400		0		0	75	4.00