

S01BV



TÜV



Lattina di sicurezza 1 l con dosatore a chiusura automatica da 1%

CONFORMITÀ

TÜV

ADVANTAGES

- Retention equipment
- Conforme alle normative TÜV
- Storage of flammables and toxics

MA ANCHE...

- Il modo più sicuro per proteggere quando si maneggiano liquidi infiammabili o altri prodotti pericolosi
- Contenitore di qualità a lunga durata
- Per trasferire in sicurezza e il dosaggio di piccole quantità di liquidi infiammabili nell'ambiente di lavoro
- Resistente ai prodotti chimici grazie all'utilizzo di giunti in acciaio inossidabile e PTFE di alta qualità
- Protezione anti-esplosiva: serranda tagliafuoco, valvola di sicurezza
- Chiusura automatica



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Conformità

S01BV
TÜV

Codice HS

73090010

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
S01BV	238 x 111 x 111		1		0	0	0.70