

10808



## Recipienti di sicurezza in acciaio stagnato per prodotti infiammabili - Tipo Laboratorio - 19 L

### CONFORMITÀ

FM

### ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of flammables and toxics

### MA ANCHE...

- FM, NFPA, OSHA and UL approved
- Available in different sizes and capacities
- Available in different colors



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello  
Conformità**10808**  
**FM**

Codice HS

**73102900**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
10808	403 x 298 x 298		19		0	0	4.50