

10608



Recipienti di sicurezza in acciaio stagnato per prodotti infiammabili - Tipo Laboratorio - 9,5 L

CONFORMITÀ

FM

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of flammables and toxics

MA ANCHE...

- FM, NFPA, OSHA and UL approved
- Available in different sizes and capacities
- Available in different colors



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Conformità**10608**
FM

Codice HS

73102900

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
10608	292 x 298 x 298		10		0	0	4.00