

28234

NFPA  
OSHA

## Tavolozza di ritenzione per 2 fusti di 200 litri

### CONFORMITÀ


EPA - SPCC - U - O - UL

### ADVANTAGES

- Retention equipment
- NFPA and OSHA compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- Alta resistenza ai prodotti chimici
- Pulizia agevolata con acqua
- High loading capacity
- EPA, SPCC, UL Environment, NFPA and OSHA compliant
- Conforme articolo del 2 Febbraio 1998



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello  
Conformità**28234**  
**EPA - SPCC - U - O - UL**

Codice HS

**94032090**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
28234	457 x 1245 x 635		400		0	0	20.00