

28703

NFPA
OSHA

Tavolozza di ritenzione per 3 fusti di 200 litri

CONFORMITÀ

EPA - SPCC - U - O - UL

ADVANTAGES

- Retention equipment
- NFPA and OSHA compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Alta resistenza ai prodotti chimici
- Pulizia agevolata con acqua
- EPA, SPCC, UL Environment, NFPA and OSHA compliant
- Conforme articolo del 2 Febbraio 1998



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Conformità**28703**
EPA - SPCC - U - O - UL

Codice HS

94032090

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
28703	295 x 1854 x 635		600		0	0	26.00