

28254

NFPA
OSHA

Tavolozza di ritenzione per 4 fusti di 200 litri

CONFORMITÀ

EPA - SPCC - U - O - UL

ADVANTAGES

- Retention equipment
- NFPA and OSHA compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE..

- Alta resistenza ai prodotti chimici
- Pulizia agevolata con acqua
- High loading capacity
- EPA, SPCC, UL Environment, NFPA and OSHA compliant



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Conformità**28254**
EPA - SPCC - U - O - UL

Codice HS

94032090

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
28254	260 x 1245 x 1245		800		0	0	32.00