

28704

NFPA  
OSHA

## Tavolozza di ritenzione per 4 fusti di 200 litri

### CONFORMITÀ

EPA - SPCC - U - O - UL

### ADVANTAGES

- Retention equipment
- NFPA and OSHA compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE..

- Alta resistenza ai prodotti chimici
- Pulizia agevolata con acqua
- High loading capacity
- EPA, SPCC, UL Environment, NFPA and OSHA compliant
- Conforme articolo del 2 Febbraio 1998



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello  
Conformità**28704**  
**EPA - SPCC - U - O - UL**

Codice HS

**94032090**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
28704	229 x 2464 x 635		800		0	0	35.00