

AK28905

NFPA  
OSHA

## Tavolozza di ritenzione per 8 fusti di 200 litri

### CONFORMITÀ

EPA - SPCC - U - O - UL

### ADVANTAGES

- Retention equipment
- NFPA and OSHA compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- Alta resistenza ai prodotti chimici
- Pulizia agevolata con acqua
- High loading capacity
- EPA, SPCC, UL Environment, NFPA and OSHA compliant
- Conforme articolo del 2 Febbraio 1998



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello  
ConformitàAK28905  
EPA - SPCC - U - O - UL

Codice HS

39259000

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Distributore per AK28905 o per 28924 (Réf : AK28906)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AK28905	140 x 2464 x 1245		1600		0	0	55.00