

BR1000



PE



Tavolozza di ritenzione per tino 1000 L


CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Retention equipment
- Built in polyethylene
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Alta resistenza ai prodotti chimici
- Liquid accidental leaks stay inside the containment sump
- Pulizia agevolata con acqua
- Available in different sizes and capacities



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

BR1000

Codice HS

94032090

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
BR1000	1000 x 1450 x 1450		1000		0	0	105.00