

Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Storage of corrosives
- Retention equipment
- Built in polypropylene



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	E8A2			Codice HS	39269098		
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
E8A2	85 x 455 x 480		0		0	20	5.00