

B235



## Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello  
Dimensioni di spedizione HxWxD  
(mm)

**B235**  
**1000 x 500 x 500**

Codice HS

**94032080**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
B235	100 x 1000 x 410		0		0	0	10.00