

MF15



Armadio ha farmacia murale, piccolo modello,

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Chiusura a chiave
- Storage of pharmaceuticals products
- Storage of first-aid equipments



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	MF15	Cerniere	cerniere a destra
Materiale	acciaio 10/10	Chiusura porta	chiusura manuale
Colore porte	bianco RAL 9010	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	580 x 600 x 800
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Codice HS	94032080

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
MF15	380 x 470 x 205	370 x 460 x 170	0	0	10.00