

FR500

ISO  
3864EN  
15154-1EN  
15154-2

## 2 flaconi di ricambio di 500 ml per gli occhi

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### MA ANCHE...

- Allows to rinse itself the eyes in case of chemical projection



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

FR500

Codice HS

28530010

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
FR500			0	0	1.20