

FR500

ISO
3864

EN
15154-1

EN
15154-2



2 flaconi di ricambio di 500 ml per gli occhi

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

- Allows to rinse itself the eyes in case of chemical projection



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

FR500

Codice HS

28530010

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
FR500			0	0	1.20