

## Stazione murale 1 flacone d 1 l per il corpo

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### MA ANCHE...

- Allows to rinse itself the eyes in case of chemical projection



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

SP1F

Codice HS

28530010

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Flusso di lavaggio oculare (L/min) | Flusso doccia (L/min) | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| SP1F    |                               |                               | 0                                  | 0                     | 1.40      |