

SP2F

ISO
3864

EN
15154-1

EN
15154-2



Stazione murali 2 flaconi: 500 ml per gli occhi e 200 ml per il corpo

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

- Allows to rinse itself the eyes in case of chemical projection



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

SP2F

Codice HS

28530010

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
SP2F			0	0	1.20



TRIONYX
DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr