

SP2F

ISO  
3864

EN  
15154-1

EN  
15154-2



## Stazione murali 2 flaconi: 500 ml per gli occhi e 200 ml per il corpo

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### MA ANCHE...

- Allows to rinse itself the eyes in case of chemical projection



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	SP2F	Codice HS	28530010		
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
SP2F			0	0	1.20