

L137IS



## Aeratore, il locale,

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

L137IS

Codice HS

73242921

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Flusso di lavaggio oculare (L/min) | Flusso doccia (L/min) | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| L137IS  |                               |                               | 0                                  | 0                     | 0.60      |