

T843IS

ISO
3864

EN
15154-1

EN
15154-2



Bacchetta per apertura di paratoia

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	T843IS	Codice HS	73242921		
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
T843IS			0	0	0.60