

Espediente doccia e lavatore d occhi

CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling
- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|
| Modello | DLP63 | Vaschetta | ABS verde RAL 6029 |
| Conformità | EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221 | Soffione doccia | ABS verde RAL 6029 |
| Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 350 x 250 x 860 | Tubatura | acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602 |
| Uso | uso interno | Alimentazione | F1" |
| Fissaggio | comando manuale e a pedale | Evacuazione | F1 1 / 4" |
| | fissazione al suolo | Codice HS | 73242921 |

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Flusso di lavaggio oculare (L/min) | Flusso doccia (L/min) | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| DLP63 | 2200 x 640 | | 11 | 75 | 23.00 |