

ORG300



NFX
15-211



Filtro ha carbone attivo per vapori organici - for cabinets range 12.X since 2008

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Specific filtration of the chemicals
- NF X 15-211 compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		ORG300		Codice HS		38021000	
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
ORG300	70 x 730 x 380		0		0	0	15.00