

ORG50



NFX
15-211



Filtro ha carbone attivo per vapori organici – for filtration box H50C (or old cabinets range 12.X before 2002)

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Specific filtration of the chemicals
- NF X 15-211 compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	ORG50			Codice HS 38021000			
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
ORG50	70 x 390 x 390		0		0	0	8.00